

# ECG MS-12 USB

## L'ECG DE REPOS

### AVANTAGES :

**Appareil léger (115g).**

**Facile à utiliser.**

**Enregistre 12  
dérivations  
simultanément.**

**Défilement des 12  
dérivations sur écran**

**Enregistrement des  
tracés sous format  
informatique**

**Comparaison d'ECG**

**Version USB**

**Windows® XP, 7,8 et 10**



**L'ECG MS-12 USB grâce à son faible poids, peut s'adapter à toutes les configurations d'examen possible.**

**L'ECG MS-12 USB est un appareil SCHILLER garant de sa qualité et de sa fiabilité.**

*JLM Médical*

*60 rue de Sartrouville*

*Bat 6*

*78230 Le Pecq*


*Téléphone : (33) 1 30 15 16 90*

*Fax : (33) 1 30 53 43 78*

*Mail : ventes@jlmmedical.fr*

*Site : www.jlmmedical.fr*

# TRACE INFORMATIQUE



- Archivage automatique
- Visualisation des 12 dérivations en temps réel
- Son faible poids et son petit format (tient dans une main) rendent son port très agréable pour le patient
- Mesures et moyennage des complexes QRS avec interprétation automatique (logiciel ETM)
- Impression des rapports d'excellente qualité sur papier normal d'imprimante laser ou jet d'encre

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- Poids et dimensions : 115g; 90 x 58 x 20 mm
- 10 électrodes, 12 dérivations
- Détection des pacemakers
- Fréquence : 8000Hz
- Résistant aux défibrillations
- Le logiciel SDS 200 est compatible Windows 7, 8 et 10
- Livré avec Sacoche