


U.M.A.G.

Visiométrie, audiométrie, spirométrie, biométrie, cardiométrie, tensiométrie, SPO2, Glycémie, otoscopie, dermatoscopie, ophtalmoscopie, bucco-dentaire, vidéo-conférence et vidéo-consultation

- Lancement rapide et simple des examens grâce à l'interface LAGON2000
- Visiométrie
- Audiométrie
- Biométrie
- Spirométrie
- ECG
- Tension
- SPO2
- Glycémie
- Dermatologie
- Examen bucco-dentaire
- Vidéo-consultation et conférence
- Ophtalmoscopie non mydriatique
- Otoscopie
- Chariot autonome sur batterie.
- Connexion WIFI avec le réseau de l'établissement.
- Prise de contrôle à distance du chariot possible.

U.M.A.G.



Le Chariot médical UMAG, spécialement conçu pour les EHPAD, est une unité médicale mobile permettant d'assurer un suivi régulier de l'état de santé des patients.

De base l'UMAG permet d'effectuer des contrôles médicaux complets de vision, audio, biométrie, tension, SPO2, Glycémie et ECG. Il est possible, en option, de rajouter des examens tels que la dermatologie, le bucco-dentaire, la vidéo-conférence et vidéo-consultation, l'otoscopie et l'ophtalmoscopie. Tous les appareils sont contrôlés par informatique sur un chariot médical alimenté sur batterie.

Le système peut se connecter au réseau de l'établissement afin de réaliser une télétransmission ou d'être pris en contrôle à distance par un médecin ou un spécialiste afin de suivre les examens en direct.

JLM Médical

60 rue de Sartrouville

Bat 6

78230 Le Pecq

Téléphone : (33) 1 30 15 16 90


Fax : (33) 1 30 53 43 78

Mail : ventes@jlmmedical.fr

Description de U.M.A.G

Oeil

- Visiométrie complete: (Acuité, Astigmatisme, vision des couleurs, champ visuel, DMLA,..)
- Ophtalmoscopie avec une caméra numérique haute définition pour réaliser un fond d'oeil non mydriatique.



Oreille

- Audiométrie : balayage des fréquences de 125 Hertz à 8000 hertz. Courbes de normalité.
- Otoscopie .



Poumon et buccale

- Spirométrie : Réalisation d'un bilan complet de spirométrie
- Bucco-dentaire : Grâce à une petite caméra sans fil, il est possible de réaliser une vidéo et de prendre des photos



Dermatologie

- Dermatologie: Grâce à une petite caméra numérique, il est possible de prendre des photos haute définition.



ECG

- Toute une gamme d'ECG (AT104, MS12 Blue,...)



Vidéo

- Vidéo-conférence: caméra Haute définition pour vidéo-conférence et vidéo-consultation pilotable à distance.



Petits matériels

- Petits matériels: Tension, Glycémie et SPO2.



Caractéristiques techniques :

- Chariot Médical sur batterie assurant une autonomie de 8h
- PC tout en un avec écran tactile médical
- Clavier et Souris étanches
- Wifi 300Mbps
- Double écran
- Caméra haute définition pour vidéo-conférence et vidéo-consultation
- U.M.A.G est conforme aux normes :

CE 93-42, EN ISO 9001, EN 1041, NF EN 60601-1A11, EN ISO 13485, EN ISO 8596, NF EN 60601-1, EN ISO 14971,

JLM Médical 60 rue de Sartrouville, parc des grillons, bat 6, 78230 Le Pecq.

Tel (33) 1 30 15 16 90 – Fax (33) 1 30 53 43 78 – mail : ventes @jlmmedical.fr – site : www.jlmmedical.fr

SIRET 52327692100013

