

# CABINES AUDIOMETRIQUES

## CABINE AUDIO

### Cabine audiométrique :

- Regard isophonique
- Porte isophonique
- Poids limité (265 Kg)
- Tablette audio
- Cabine montée sur amortisseurs
- Montage des cloison par encastrement
- Ventilation

### **Option :**

- Cabine sur mesure



**Modèle S 40**

*JLM Médical  
60 rue de Sartrouville  
Bat 6  
78230 Le Pecq*

*Téléphone : (33) 1 30 15 16 90*

*Fax : (33) 1 30 53 43 78*

*Mail : ventes@jlmmedical.fr*

*Site : www.jlmmedical.fr*

## Caractéristiques techniques :

- Affaiblissement des cabines valeurs moyennes

125 Hz	22 dB
250 Hz	25 dB
500 Hz	30 dB
1000 Hz	32 dB
2000 Hz	33 dB
4000 Hz	36 dB
8000 Hz	41 dB

Dimensions:	Extérieurs	Intérieurs
S40 A	90 x 90 x 215	75 x 75 x 190
S40 B	110 x 110 x 215	95 x 95 x 190
S40 C	125 x 125 x 215	110 x 110 x 190
S40 D	85 x 72 x 187	70 x 57 x 162

- Eclairage et prise secteur : Eclairage par plafonnier ou rond standard. Prise secteur 16A + T.
- Utilisation des derniers matériaux isophoniques afin de garantir une atténuation optimale pour un poids très minime.
- Un montage en 5 étapes rapide et demandant peu d'outils.



Service Commercial : 60 rue de Sartrouville, parc des grillons, bat 6, 78230 Le Pecq.  
 Tel (33) 1 30 15 16 90 – Fax (33) 1 30 53 43 78– mail : ventes @jlmmedical.fr—site : www.jlmmédical.fr  
 SAS JLM MEDICAL - 43 b rue des marâchers - 91140 VILLEBON SUR YVETTE - SIRET 52327692100013